

Parametry	Model		
	F&P Arivo Airvo2	H80A	H80 M
Zakres przepływu L/min	2-60	2-80	2-80
Ustawienie FiO2 od 21% do 100 %	Ręczne za pomocą przepływomierza	Automatyczny	Ręczne za pomocą przepływomierza
Regulacja temperatury °C	3 ustawienia (29, 34, 37 °C)	9 ustawień 29 do 37 °C, co 1st.	9 ustawień 29 do 37 °C, co 1st.
Pomiar w czasie rzeczywistym RR i sPEEP na wyświetlaczu	Brak	Tak RR sPEEP	Tak RR sPEEP
Wyświetla trend terapii na wyświetlaczu	Brak	Tak trend terapii Flow, FiO2, RR, SPEEP do wyboru 1, 3, 7 dni	Tak trend terapii Flow, FiO2, RR, SPEEP do wyboru 1, 3, 7 dni
Dezynfekcja	Tak	Aparat jest zabezpieczony przed zakażeniem od pacjenta	Aparat jest zabezpieczony przed zakażeniem od pacjenta