

RESPICARE

RespiCare, Warszawa 01-199, ul. Leszno 34/36,
Tel. 22 400 07 07, komórka: (+48) 692495196, NIP: 8381588022,
e-mail: biuro@respicare.pl, www.respicare.pl,

Oferta

Warszawa, 04.11.2020 r.

Do:

APARAT DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENEM HIGH FLOW BMC H-80A HIGH FLOW HUMIDIFIER

Opis produktu	Cena jednostkowa netto (zł)	VAT (%)	Cena jednostkowa brutto (zł)
<p>Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem High flow ze zintegrowanym nawilżaczem H-80A ma dokładniejszą kontrolę temperatury i wilgotności, aby chronić drogi oddechowe i poprawić jakość i komfort leczenia.</p> <p>Zestaw zawiera: nawilżacz, filtr wielorazowego użytku 2 szt., przewód zasilający, złącze do komory nawilżacza, komora nawilżacza, rura grzewcza LH2, kaniula nosowa do wysokiego przepływu (roz. M), karta SD, instrukcja obsługi</p> <ul style="list-style-type: none">• Wbudowany mikser gazów z precyzyjnym ustawieniem FiO2 w zakresie 21-100%, bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza tlenowego• 9 stopniowe ustawienia temperatury w zakresie : 29 do 37 °C, co 1 °C• Zakres przepływów: 2-80 l/min• Zakres stężenia tlenu : od 21 do 100 %• Zintegrowane mieszanie tlenu i wbudowany sensor tlenu ultradźwiękowy (nie wymaga wymiany co roku) do pomiaru stężenia tlenu• Dołączenia statywu medycznego z jezdnią podstawą na kółkach i z hamulcami• Na komplet składa się układ do oddychania ogrzany i nawilżony powietrzem z samonapełniającą się komorą• Kaniula donosowa rozm. M w zestawie• Waga 4 kg, wymiary 335 mm × 227 mm × 158 mm• Posiada alarmy	23148,15	8%	25 000,00



H-80 Series High Flow Humidifier

Provide more better oxygen therapy with High Flow
BMC new H-80 Series high-flow oxygen therapy,
highly integrated design, to meet more needs of
clinical treatment

VAT: 8%,

Czas realizacji: 30 dni

Termin płatności: 30 dni

dr inż. Faye Afana