



Kaniula Nosowa

(NC11S / NC11M / NC11L)

Kaniula przeznaczona do użytku pediatrycznego, jest dostępna w różnych rozmiarach, dopasowanych do wagi pacjenta. Kompatybilna ze wszystkimi aparatami do wysokoprzepływowej terapii tlenem.



Regulowany suwak

Dzięki suwakowi można osiągnąć bezpieczne i wygodne dopasowanie bez potrzeby stosowania dodatkowego paska.

Naklejki przyjazne dla skóry


Dwustronne naklejki zostały zaprojektowane z myślą o stabilności, dobrej przepuszczalności powietrza i przyjazności dla skóry.

Miękka w dotyku rurka

Delikatny kontakt z uszami i twarzą, minimalizujący tarcie i nacisk na skórę.

Rozmiary oznaczone kolorami

Kolorowe oznaczenia rozmiarów kaniuli ułatwiają ich odróżnienie.



Numer Seryjny	Rozmiar	Kolor	Waga Pacjenta	Zakres Przepływu
10410083	Mały		2 ~ 8 Kg	2 ~ 10 L/min
10410084	Średni		3 ~ 15 Kg	2 ~ 20 L/min
10410085	Duży		12 ~ 22 Kg	2 ~ 25 L/min

**Autoryzowany dystrybutor w Polsce**

RespiCare, 01-199 Warszawa, ul. Leszno 34/36

Tel: +48 692-495-196 biuro@respicare.pl respicare.pl NIP: 8381588022